

Носовые и ушные тампоны из поливинилалкоголя в ЛОР хирургии

Расширяющиеся назальные ПВА тампоны


Для остановки носового кровотечения, изготовленные из синтетического пористого материала

- Применяются при носовых кровотечениях и после ринологических операций;
- Благодаря своей губчатой структуре, принимают любую форму при сдавливании, что очень облегчает введение и установку тампона в полости носа;
- Изготовлены из гипоаллергенных материалов;
- Обладают высокой степенью поглощения;
- Материал тампона неделим на частицы и не содержит ворсинок, что гарантирует его прочность и безопасное извлечение;
- Имеет шелковую нить безопасности; длиной 15см;
- Каждый тампон упакован в индивидуальную герметичную упаковку;
- Период использования не более 4 дней.

Модификации носовых и ушных ПВА-тампонов

Стандартные губчатые послеоперационные тампоны

- Прямой формы
- Трубка для дыхания
- Нить безопасности длиной 15 см



Кат. номер	Описание	Размер	Упаковка
66100	Назальные тампоны	45 мм	20 штук в упаковке
66110	Назальные тампоны	80 мм	20 штук в упаковке
66120	Назальные тампоны с трубкой для дыхания	45 мм	20 штук в упаковке
66130	Назальные тампоны с трубкой для дыхания	80 мм	20 штук в упаковке

Анатомические губчатые послеоперационные тампоны

- Анатомической формы
- Трубка для дыхания
- Нить безопасности длиной 15 см




Кат. номер	Описание	Размер	Упаковка
66140	Назальные тампоны с силиконовой трубкой	75 мм	20 штук в упаковке
66150	Назальные тампоны	75 мм	20 штук в упаковке
66160	Назальные тампоны slim (тонкие)	75 мм	20 штук в упаковке



Послеоперационные ПВА тампоны для остановки носового кровотечения

- Применяются для остановки носового кровотечения или послеоперационного использования
- Нить безопасности длиной 15 см



Кат. номер	Описание	Размер	Упаковка
66200	Тампоны большие	100 мм	20 штук в упаковке
66210	Тампоны средние	55 мм	20 штук в упаковке
66220	Тампоны педиатрические	35 мм	20 штук в упаковке

ПВА тампоны для использования после этмоидэктомии

- Применяются для помещения в полость решетчатого лабиринта после этмоидэктомии
- Нить безопасности длиной 15 см



Кат. номер	Описание	Размер	Упаковка
66300	ПВА тампоны	35 x 6 x 12 мм	20 пар в упаковке
66310	ПВА тампоны тонкие	35 x 6 x 12 мм	20 пар в упаковке

Ушные ПВА тампоны

- Используются после тимпанопластики, устанавливается в наружный слуховой проход перед барабанной перепонкой
- Можно пропитывать антибиотиками



Кат. номер	Описание	Размер	Упаковка
66400	Ушные ПВА тампоны с отверстием	9 x 15 мм	50 шт в упаковке
66410	Ушные ПВА тампоны	12 x 24 мм	20 шт в упаковке



Nordcare

CARE TO HEAL